

Codice	PREPAZ05Bis	
Titolo del documento	RACCOLTA DI FECI PER RICERCA SANGUE OCCULTO CAMPAGNA DI PREVENZIONE TUMORE DEL COLON-RETTO	
Area	Laboratorio	Rev. 1 del 23/02/2026

CONTENITORE

Le feci per la ricerca del sangue occulto devono essere raccolte attraverso il contenitore rilasciato dal Punto Prelievi, seguendo le annesse istruzioni. Il contenitore deve essere tenuto al di fuori della portata dei bambini. Evitare che il liquido entri in contatto con occhi e mucose.

RACCOMANDAZIONI

- Non è necessario praticare alcuna particolare dieta prima del test.
- Non eseguire il test durante il periodo mestruale, in caso di diarrea e in presenza di sanguinamento del retto (emorroidi).
- Evitare di contaminare le feci con le urine e l'acqua di scarico.
- Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo.
- La raccolta per la finalità della campagna di prevenzione viene eseguita su un solo campione.

MODALITA' DI RACCOLTA

1. Identificare il contenitore con i propri dati anagrafici. Svitare il tappo verde con l'asta di prelievo, mantenendo il tubo inverticale. Non agitare il tubo capovolto.

2. Inserire l'asta nelle feci in quattro punti diversi e strisciare la croce sulla superficie. Ricoprire di feci solo le scanalature dell'asta. Non raccogliere feci in eccesso.

3. Reinserire il tappo verde e avvitare a fondo. Non riaprire. Agitare gentilmente il contenitore tramite inversione.

4. Consegnare il dispositivo al punto prelievi entro due giorni dalla raccolta, e comunque entro il termine sottoindicato. È possibile conservarlo a temperatura ambiente.

TERMINE DI RICONSEGNA CAMPIONE:

